



Neo Spectra™ ST Effects

Uzupełniający system do Neo Spectra ST
dla odbudowy estetycznej.



Neo Spectra™ ST

Uniwersalne odbudowy
we wszystkich klasach ubytków.

NOWOŚĆ!

Neo Spectra™ ST

Prosta procedura – spektakularne efekty.



Neo Spectra™ ST flow

Płynny materiał kompozytowy
do wszechstronnego zastosowania.

Dziesięciolecia innowacyjnych osiągnięć w materiałach kompozytowych pozwoliły nam zrozumieć co ma największe znaczenie dla stomatologów.



Aplikacja




Estetyka



Trwałość


Technologia
wypełniaczy
SphereTEC®

Materiały kompozytowe Neo Spectra™ ST zapewniają doskonałe wyniki dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC®




Znakomite właściwości aplikacyjne

Kształt i proporcje rozmiarów wypełniaczy SphereTEC® umożliwiają powstanie efektu łożyska kulkowego, który zapewnia doskonałą adaptację materiału w ubytku i jego wysoką plastyczność przestrzenną. Wypełniacze wiążą też więcej wolnej żywicy niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wypełniaczy, co ogranicza lepkość materiału.



Prosta droga do wysokiej estetyki

Osiągnięcie naturalnego efektu estetycznego powinno być łatwe do uzyskania. Wypełniacze SphereTEC® stworzono w unikalny sposób, który pozwala im równoważyć opakerowość, przezierność, pochłanianie i rozpraszanie światła, zapewniając doskonały efekt kameleona. Mikrobudowa cząsteczek umożliwia szybkie osiągnięcie wysokiego połysku podczas polerowania.



Niezawodna trwałość

Wysokie zagęszczenie wypełniaczy oraz mikromechaniczne wiązanie przez nie żywicy odpowiadają za wyższą wytrzymałość i trwałość materiału. Wypełnione żywicą, wstępnie polimeryzowane wypełniacze zapewniają materiałowi wyjątkową odporność na odbarwienia.

Neo Spectra™ ST – nowe rozwiązanie w odbudowa

Neo Spectra™ ST

Uniwersalne odbudowy we wszystkich klasach ubytków



- znakomite właściwości adaptacyjne
- 2 rodzaje konsystencji (do wyboru gęsta – HV lub miękka LV)
- optymalny system doboru koloru (5 odcieni pokrywających skalę VITA)



Neo Spectra™

Uzupełniający system o



- dodatkowe przezierności do (szkliwo, zębina)
- łatwo osiągalna estetyka
- szybkie i proste polerowanie



ra™ ST Effects

dla odbudowy estetycznej



pracy warstwowej



Neo Spectra™ ST flow

Płynny materiał kompozytowy do wszechstronnego zastosowania



Szeroki zakres wskazań klinicznych:

- wyścielanie ubytków – jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II
- wypełnienia klasy V
- poszerzone lakowanie bruzd
- minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w obszarze nie obciążonym siłami żucia
- minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
- niewielkie naprawy odbudowy bezpośredniej lub pośredniej w połączeniu z właściwym środkiem wiążącym



Znakomite właściwości aplikacyjne

Dwa uniwersalne warianty konsystencji kompozytu


Dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC® materiał kompozytowy Neo Spectra™ ST zapewnia optymalną aplikację w kremowej, łatwej do rozprowadzenia konsystencji o niskiej lepkości (LV) lub zbitej, łatwej do upakowania konsystencji o wysokiej lepkości (HV) zależnie od Twoich preferencji i techniki pracy.

Neo Spectra:

- Nie lepi się do instrumentów
- Łatwo adaptuje się do powierzchni ubytku
- Łatwo pozwala się modelować
- Jest odporny na spływanie



stomatologów narzeka na właściwości aplikacyjne materiałów kompozytowych takie jak adaptacja materiałów w ubytku i lepkość.²



Wszechstronne zastosowanie płynnego kompozytu Neo Spectra™ ST flow

W przypadkach tradycyjnych wskazań do wykorzystania płynnego kompozytu materiał Neo Spectra™ ST flow zapewnia efektywne osiągnięcie doskonałych rezultatów.

- Kontrolowana i precyzyjna aplikacja
- Szeroka gama kolorystyczna
- Wysoka trwałość dzięki technologii wypełniaczy SphereTEC®



2. Dentsply Sirona Restorative, Europe composite user survey 2015, n=297.

3. Dentsply Sirona Flowable Composite user study August 2018.

Prostsza droga do estetycznej odbudowy


Uniwersalne odcienie do większości przypadków

Pre-polimeryzowane cząsteczki wypełniaczy SphereTEC® w połączeniu z żywicą kompozytową dają doskonały efekt kameleona.

- 5 uniwersalnych odcieni odpowiada wszystkim kolorom kolornika VITA®¹
- Niezawodne, precyzyjne dopasowanie koloru do barwy zębów sąsiadujących
- Dostępny odcień BW do odbudowy zębów wybielanych

88%

stomatologów posiada materiał w ponad pięciu kolorach klasycznego kolornika⁴ VITA®¹



VITA® nie jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dentsply Sirona.


Uzupełniające odcienie zębiny i szkliwa do odbudowy estetycznej

W zębach przednich, które wymagają wyższego poziomu estetyki, odcienie Neo Spectra™ ST Effects i uniwersalne odcienie Neo Spectra™ ST tworzą razem system do pracy uproszczoną techniką warstwową.

- Opakerowe odcienie zębinowe
- Dodatkowy odcień szkliwa do brzegów siecznych
- Prosta technika pracy pozwalająca osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty estetyczne

Ponad
1/3

klinicystów uznaje dobór koloru za największe wyzwanie (szczególnie w ubytkach klasy IV).⁵



VITA® nie jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dentsply Sirona.



4. Aegis communications 2016 direct restorative survey (n=107).

5. 2018 The Key Group, Inc.